



ORCAM READ

Dédié aux malvoyants, OrCam Read est un appareil de lecture qui va lire tout document imprimé ou numérique avec un seul bouton.

En forme de **stylo**, OrCam Read propose **une nouvelle manière d'aborder la lecture à l'école ou au travail**. N'importe quel texte pourra être **lu vocalement** et **retransmis** grâce au mini haut-parleur intégré ou par un haut-parleur (externe) Bluetooth connecté.

DESCRIPTIF

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE LA MACHINE À LIRE ORCAM READ

- Capture **une page A4 entière**.
- **2 possibilités de guidage** par laser proposées : capture d'un bloc de texte ou choix d'un point de lecture.
- **Lampes LED** pour l'éclairage dans la pénombre.
- **Lecture instantanée** (lettres, notices, journaux...)

Equipé d'une **vision assistée par ordinateur**, OrCam Read profite de cette technologie d'intelligence artificielle redoutable pour la **détection** et la **lecture** de texte en temps réel (OCR).

ATOUTS MAJEURS DE L'ORCAM READ

- **Saisie** et **lecture** de tout document en caractères d'imprimerie (courriers, journal, SMS,...)
- **Éclairage automatique** dans les endroits sombres
- Rechargeable **par port USB C**



- **Détection automatique** de la langue

COMMANDES VOCALES DE LA LECTURE INTELLIGENTE

Le malvoyant peut **utiliser la commande vocale et demander à la machine d'agir** : « lire les numéros de téléphone » pour ordonner la lecture d'un annuaire, « lire les montants » sur une facture, ou dire « suivant » ou « précédent » pour pouvoir naviguer rapidement dans le document.

La **Lecture Intelligente** intégrée dans l'OrCam offre à l'utilisateur une interactivité exceptionnelle.

EXEMPLES DE NAVIGATION

- « **Lis tout** » – pour lire la page entière
- « **Commence à partir de** » – pour commencer à un mot spécifique
- « **Répète** » – pour lire la dernière phrase lue à voix haute
- « **Recommence** » – pour ressaisir la page et recommence
- « **Suivant** » – Avance rapide vers la phrase suivante
- « **Précédent** » – Retour rapide vers la phrase précédente

PLUSIEURS « AWARDS »

L'appareil OrCam Read a rencontré de nombreux succès lors de cérémonies internationales pour sa **technologie d'intelligence artificielle révolutionnaire**.

Selon plusieurs médias, il s'agit **“d'un outil exceptionnel permettant d'accéder à des supports écrits dans un contexte professionnel, éducatif et communautaire.”**

QUI SONT LES UTILISATEURS D'ORCAM READ ?

OrCam Read n'est pas recommandé pour les personnes déficientes visuelles prononcées. Il demande **une bonne capacité d'écoute et une bonne gestuelle** pour manipuler l'appareil.

Il peut être utilisé par les personnes atteintes de **dyslexie** ou souffrant de **fatigue récurrente à la lecture**.

CARACTÉRISTIQUES

- Caméra 13 Megapixels
- Pointeur laser formats « fenêtre » ou « spot »
- Prise Jack intégrée
- Dimensions : 122 x 25 x 13 mm
- Poids : 44 g
- Alimentation : batterie 320 mAH nominal



- Rechargeable par port USB

ORCAM READ EST LIVRÉ AVEC

- Adaptateur USB
- Câble USB

VIDÉOS

